

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Akt-S473 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número do item: CM0000663



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que reconhece Akt1, Akt2 e Akt3 fosforiladas em Ser473. Validado para Western blot, imunohistoquímica e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-Akt-S473
Observações/Apelido	AKT1/AKT2/AKT3; Fosfo-Akt-S473
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	207/208/10000
ID do Gene	207/208/10000
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envio	Saco de gelo