


Phospho-Brd4-T204 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - O60885

Número do item: CM0001163



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-BRD4-T204 validado para WB e ELISA. Detecta BRD4 humano e de rato fosforilado na Treonina 204. Adequado para estudar memória epigenética, regulação da transcrição e sinalização NF-kappa-B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-BRD4-T204 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-T204
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23476
GeneID	23476
Imunogénio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T204 do BRD4 humano (NP_490597.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano,Rato
SWISS	O60885
Peso da Proteína	152kDa
Envio	Saco de gelo