


Policlonal Anticorpo De Coelho Phospho-C-Abl-Y412 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00519

Número do item: CM0000426



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo-c-Abl (Y412) para uso em WB, IHC-P e ELISA. Detecta a fosforilação de c-Abl em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em câncer, sinalização por quinases e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-c-Abl-Y412 Rabbit pAb
Observações/Alíase	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; Phospho-c-Abl-Y412
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	25
GeneID	25
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y412 do ABL1 humano (NP_005148.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00519
Peso da Proteína	123kDa
Envio	Bolsa de gelo