

Phospho-Cdk2-Y15 Rabbit Mab Para Wb, Elisa - P24941

Número do item: CM0000883



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao CDK2 humano fosforilado em Tyr15. Validado para WB e ELISA, reativo com humano e camundongo. Ideal para pesquisas sobre ciclo celular e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-CDK2-Y15 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-Y15
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1017
GeneID	1017
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y15 do CDK2 humano (NP_001789.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P24941
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Saco com gelo