


Pab De Coelho Phospho-Dna-Pkcs-S2056 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78527

Número do item: CM0001805



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece especificamente a Phospho-DNA-PKcs (S2056) humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa em sinalização de danos e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-DNA-PKcs-S2056 Rabbit pAb
Observações/Alias	HYRC; p350; DNAPK; DNPk1; HYRC1; IMD26; XRCC7; DNAPKc; DNA-PKc; DNA-PKcs; Phospho-DNA-PKcs-S2056
Espécie	Humana
GeneID	5591
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor da S2056 da DNA-PKcs humana (NP_008835.5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P78527
Peso Proteico	469kDa
Envio	Saco de gelo