


Fosfo-Egfr-Y845 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - P00533

Número do item: CM0000560



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a tirosina 845 fosforilada do EGFR humano, adequado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos sobre sinalização do EGFR, atividade de quinase e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-EGFR-Y845 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ERBB; ERRP; HER1; mENA;; ERBB1; PIG61; NISBD2; Fosfo-EGFR-Y845
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y845 do EGFR humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Saco com gelo