

Phospho-Epha2-Y594 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - P29317

Número do item: CM0001610



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a forma fosforilada Y594 da EPHA2 humana (Receptor Ephrina tipo A 2). Validado para western blot e ELISA; reage de forma cruzada com amostras humanas e de rato. Adequado para pesquisa de sinalização por receptor tirosina quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-EPHA2-Y594 pAb de coelho
Observações/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; Phospho-EPHA2-Y594
Espécie	Humano
ID do Gene	1969
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor da Y594 da EphA2 humana (NP_004422.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P29317
Peso da Proteína	108kDa
Transporte	Saco de gelo