


Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra Fosfo-Ezrina (T567) + Radixina (T564) + Moesina (T558) Para Wb E Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Número do item: CM0001332



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico que detecta Ezrina (T567), Radixina (T564) e Moesina (T558) fosforilada em humano, camundongo e rato. Adequado para WB e ELISA. Ideal para estudos de ativação de proteínas ERM e sinalização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Ezrina-T567 + Radixina-T564 + Moesina-T558 mAb de Coelho
Observações/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFN824; Radixina; HEL70; IMD50; Moesina
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	7430/5962/4478
GenelD	7430/5962/4478
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T567/T564/T558 de Ezrina/Radixina/Moesina humana
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15311/P35241/P26038
Peso da Proteína	23-71 kDa
Envio	Bolsa de gelo