


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Gsk3B-Y216 + Gsk3A-Y279 Para Wb, Elisa - P49841

Número do item: CM0001216



introdução

Anticorpo específico para fosfo contra GSK3 β (pTyr216) e GSK3 α (pTyr279). Validado para WB e ELISA em amostras humanas. Essencial para pesquisas de sinalização Wnt, metabolismo da glicose e doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GSK3B; gsk-3 β ; Phospho-GSK3 β -Y216 + GSK3 α -Y279
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2931/2932
ID do Gene	2931/2932
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y216 do GSK3 β humano (NP_001139628)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49841
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo