


Mab De Coelho Contra Phospho-Irak4-Ser346 Para Wb, Elisa - Q9Nwz3

Número do item: CM0001395



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico contra IRAK4 fosforilada em Ser346. Validado para WB e ELISA, reage com a IRAK4 humana (Q9NWZ3), uma quinase chave na sinalização imunológica inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho Phospho-IRAK4-Ser346
Observações/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51135
ID do Gene	51135
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor da Ser346 da IRAK4 humana (NP_057207.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NWZ3
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo