

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Mdm2-S166 Para Ihc-P E Elisa - Q00987

Número do item: CM0001665



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-MDM2-S166 detecta especificamente a MDM2 humana fosforilada na serina 166. Validado para IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Suporta pesquisas sobre o eixo p53-MDM2 e regulação da apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-MDM2-S166
Observações/Apelido	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; Fosfo-MDM2-S166
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4193
ID do Gene	4193
Imunógeno	Peptídeo sintético fosforilado: Um peptídeo sintético fosforilado correspondente aos resíduos ao redor da S166 da MDM2 Humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00987
Peso Proteico	55kDa
Envio	Em saco de gelo