

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Mek1-T292 Para Wb, Elisa - Q02750

Número do item: CM0001568



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-MEK1-T292 validado para WB e ELISA. Detecta MEK1 (MAP2K1) humano, de camundongo e de rato. Essencial para sinalização MAPK/ERK, crescimento celular, diferenciação. 43 kDa. Q02750.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MEK1-T292 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T292
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5604
GeneID	5604
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T292 de Phospho-MEK1-T292 humano (Q02750)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02750
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Saco com gelo