

Mab De Coelho Para Phospho-Nf-Kb P105-S932 Para Wb, Elisa - P19838

Número do item: CM0001889



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado a NF-κB p105 (Ser932) para Western blot e ELISA. Detecta NF-κB p105/p50 humano, de camundongo e de rato, um fator de transcrição chave na sinalização imune e inflamatória. Ideal para análise de vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-NF-κB p105-S932 Rabbit mAb
Observações/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NF-κB p105-S932
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4790
ID do Gene	4790
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S932 do Phospho-NF-κB p105-S932 humano (NP_001158884.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19838
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Saco de gelo