


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Nfkb1 (S337) Para Wb, Elisa - P19838

Número do item: CM0001123



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que detecta NFKB1 fosforilado em S337. Validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização NF-kappa-B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-NFKB1-S337 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S337
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4790
GeneID	4790
Imunoógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S337 de NFKB1 humano (NP_001158884.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19838
Peso da Proteína	50 kDa/105 kDa
Envio	Saco com gelo