


Anticorpo Policloal De Coelho Phospho-Paxilina (Y118) Para Wb E Elisa - P49023

Número do item: CM0000723



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a paxilina fosforilada na tirosina 118. Validado para WB e ELISA em amostras humanas. Detecta uma banda de 65 kDa. Adequado para estudos de adesão focal e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Paxillin-Y118 Coelho pAb
Observações/Apelido	Paxilina; PXN; paxilina; Phospho-Paxillin-Y118
Espécie	Humana
GeneID	5829
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P49023
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo