

Phospho-Pdgfr Alpha-Y1018 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P16234

Número do item: CM0000481



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-PDGFR alpha-Y1018 validado para WB e ELISA. Detecta PDGFRA humano fosforilado em Y1018. Ideal para estudar sinalização PDGF, proliferação celular e vias de quinases de receptor de tirosina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PDGFR alpha-Y1018 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y1018
Espécie	Humano
GeneID	5156
Imunogénio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16234
Peso Proteico	123kDa
Envio	Saco de gelo