


Phospho-Pdgfrb-Y740 Anti-Corpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P09619

Número do item: CM0001596



introdução

Anti-corpo policlonal de coelho Phospho-PDGFRB-Y740 validado para WB e ELISA, detecta PDGFRB fosforilado em Y740 em humanos e camundongos. Ideal para o estudo da sinalização de PDGF na proliferação celular, migração e desenvolvimento cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PDGFRB-Y740 pAb de coelho
Observações/Apelidos	IMF1; KOGS; IBGC4; JTK12; PDGFR; PENTT; CD140B; PDGFR1; PDGFR-1; Phospho-PDGFRB-Y740
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5159
GeneID	5159
Imunógeno	Peptídeo sintético - Peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição Y740 do PDGFRB humano (NP_002600.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09619
Peso da Proteína	124kDa
Envio	Bolsa de gelo