

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Pkc Alfa-T638 + Pkc Beta II-T641 Para Wb, Elisa - P17252/P05771

Número do item: CM0001106



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que detecta PKC alfa (Thr638) e PKC beta II (Thr641). Validado para WB e ELISA com amostras humanas. Para estudar a sinalização de PKC em câncer, biologia cardíaca e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Phospho-PKC alfa-T638 + PKC beta II-T641
Observações/Apelido	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKC alfa-T638 + PKC beta II-T641
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5578/5579
ID do Gene	5578/5579
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T638 de PRKCA humana (NP_002728.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P17252/P05771
Peso Proteico	76kDa/77kDa
Envio	Saco de gelo