

Phospho-Psd93/Chapsyn-110/Dlg2-Y340 Rabbit Pab Para Wb E Elisa - Q15700

Número do item: CM0000901



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-PSD93/DLG2-Y340 para WB, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Detecta a proteína de andaime pós-sináptica chapsyn-110/PSD-93 envolvida na sinalização do receptor NMDA e na percepção da dor crónica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340 Rabbit pAb
Observações/Pseudônimo	PSD93; PSD-93; PPP1R58; chapsyn-110; Phospho-PSD93/chapsyn-110/DLG2-Y340
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1740
ID do Gene	1740
Imunogénio	Um péptido sintético fosforilado em redor de Y340 de PSD93/chapsyn-110/DLG2 humano (NP_001355.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q15700
Peso Proteico	98kDa
Envio	Saco de gelo