


Mab De Coelho Phospho-Smad2 (S245/S250/S255) Para Wb E Elisa - Q15796

Número do item: CM0001588



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-Smad2-S245/S250/S255 validado para Western blot e ELISA em amostras humanas. Reconhece SMAD2 fosforilado, um transdutor chave de sinalização da TGF-beta. Ideal para estudos de transdução de sinal, supressão tumoral e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Smad2-S245/S250/S255 Rabbit mAb
Observações/Alias	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; Phospho-Smad2-S245/S250/S255
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4087
GeneID	4087
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S245 & S250 & S255 do Smad2 humano (Q15796)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15796
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo