

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Tau-T181 Para Wb, Elisa - P10636

Número do item: CM0001891



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho Anti-Fosfo-Tau-T181 detecta especificamente a Tau humana fosforilada em T181. Ideal para aplicações de Western Blot e ELISA em pesquisa de doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-Tau-T181
Observações/Apelido	TAU; MSTD; PPND; DDPAC; MAPTL; MTBT1; MTBT2; tau-40; FTDP-17; PPP1R103; Tau-PHF6; Fosfo-Tau-T181
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4137
GeneID	4137
Imunogénio	Péptido Sintético Um péptido fosforilado sintético em torno de T181 da Fosfo-Tau-T181 humana (NP_001190181.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P10636
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de gelo