


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Ubiquitina (Ser65) Para Wb, If/Icc, Elisa - P62979 / P62987 / P0Cg47 / P0Cg48

Número do item: CM0004137



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-Ubiquitina (Ser65) validado para WB, IF/ICC e ELISA. Específico para ubiquitina humana fosforilada na serina 65. Ideal para estudos de sinalização por ubiquitina e vias do proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-Fosfo-Ubiquitina-S65 de Coelho
Observações/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; HMG20; Fosfo-Ubiquitina-Ser65
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6233/7311/7314/7316
ID do Gene	6233/7311/7314/7316
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético correspondente à região S65 da Ubiquitina humana (NP_002945.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humana
SWISS	P62979/P62987/P0CG47/P0CG48
Peso da Proteína	18 kDa/15 kDa/26 kDa/77 kDa
Envio	Bolsa de gelo