

Mab Coelho Phospho-Vangl2-T78/S79/S82 Para Wb E Elisa - Q9UIk5

Número do item: CM0000655



introdução

Anticorpo monoclonal fosfo-específico direcionado a VANGL2 em T78/S79/S82, validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de polaridade celular planar e biologia do desenvolvimento em humanos, camundongos e ratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho Phospho-VANGL2-T78/S79/S82
Observações/Alias	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; Phospho-VANGL2-T78/S79/S82
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57216
ID do Gene	57216
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor de T78/S79/S82 do VANGL2 humano
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULK5
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo