

Mab De Coelho Anti-Fosfo-Vasp-S157 Para Wb, Elisa - P50552

Número do item: CM0000950



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra fosfo-VASP (Ser157). Validado para Western blot (WB) e ELISA. Com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a dinâmica da actina, migração celular e ativação plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Fosfo-VASP-S157
Observações/Alias	VASP; Fosfo-VASP-S157
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7408
GeneID	7408
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S157 da VASP humana (NP_003361.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P50552
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)