

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Ywhaz (Ser58)/Ywhah (Ser59)/Ywhag (Ser59)/Ywhab (Ser60) Para Wb, Elisa - P63104 / Q04917 / P61981 / P31946

Número do item: CM0001935



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado às isoformas zeta (Ser58), eta (Ser59), gama (Ser59) e beta (Ser60) da proteína 14-3-3. Validado para WB e ELISA com reatividade em humano e camundongo. Ideal para estudar a sinalização e eventos de fosforilação da 14-3-3.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-YWHAZ -Ser58+YWHAAH -Ser59+YWHAG-Ser59+YWHAB -Ser60                                                 |
| Observações/Apelido | HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHA1; 14-3-3GAMMA; DEE56; EIEE56; PPP1R170; GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAA |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                        |
| ID do Gene (Humano) | 7534/7533/7532/7529                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 7534/7533/7532/7529                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Peptídeo fosfo-específico sintético correspondente aos resíduos ao redor de Ser58&Ser59&Ser59&Ser60 de YWHAZ/YWHAH/YWHAG/YWHAB humano         |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                                            |
| SWISS               | P63104/Q04917/P61981/P31946                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 28kDa                                                                                                                                         |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                               |