

Anticorpo Policlonal De Coelho Pigr Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - 070570

Número do item: CM0030305



introdução

pAb de Coelho PIGR validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta o receptor de imunoglobulina polimérica de camundongo/rato envolvido na transcitose e imunidade mucosa, ~83 kDa. Ideal para estudos de imunodeteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho PIGR
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5284
GeneID	18703
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-645 do PIGR de camundongo (NP_035212.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O70570
Peso Proteico	83 kDa
Envio	Saco de gelo