

Anticorpo Policlonal De Coelho Pip5K1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99755

Número do item: CM0025349

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-PIP5K1A detecta PIP5K1A humano e de camundongo (63 kDa) em WB, IHC-P e ELISA. PIP5K1A é uma quinase de lipídeos que produz PIP2, regulando a transdução de sinais, a dinâmica da actina e a migração celular. Ideal para pesquisa de sinalização celular e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIP5K1A pAb de Coelho
Observações/Apelido	PIP5K1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8394
ID do Gene	8394
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 231-500 do PIP5K1A humano (NP_001129109.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99755
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo