


Anticorpo Policlonal De Coelho Pkc-Beta Para Wb, If/Icc, Elisa - P05771

Número do item: CM0029916



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o PKC-beta humano (PRKCB) para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização do receptor de células B, apoptose e sinalização da insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC-beta Rabbit pAb
Observações/Apelido	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Espécie	Humano
ID do Gene	5579
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-340 do PKC-beta humano (NP_002729.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05771
Peso Proteico	77kDa

Envio