

Pab De Coelho Contra Prodh Para Wb E Elisa - 043272

Número do item: CM0028298

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PRODH para Western blot e ELISA. Detecta prolina desidrogenase 1 endógena de humano, camundongo e rato. O alvo é uma enzima mitocondrial central para o metabolismo da prolina e está associada ao câncer e esquizofrenia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra PRODH
Observações/Apelidos	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6; PRODH
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5625
ID do Gene	5625
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 321-600 da PRODH humana (NP_057419.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43272
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Bolsa de gelo