

Anticorpo Policlonal De Coelho Prss2 Para Wb E Elisa - P07478

Número do item: CM0027671



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PRSS2 para Western blot e ELISA, reativo com humano e camundongo. PRSS2 (Tripsina-2) é uma serina protease secretada envolvida no processamento de defensinas no íleo. Ideal para pesquisa de enzimas digestivas e células de Paneth.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho PRSS2 (pAb)
Observações/Apelido	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5645
ID do Gene	5645
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-247 da PRSS2 humana (NP_002761.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P07478
Peso Proteico	26kDa
Envio	Em saco de gelo