

Anticorpo Monoclonal De Coelho Puromicina - Validado Para Wb, Ihc, If, Ip, Citometria De Fluxo E Elisa

Número do item: CM0000066

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho puromicina, produzido contra compostos químicos de puromicina, é ideal para detectar a incorporação de puromicina em ensaios de síntese proteica. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intra) e ELISA; reatividade independente de espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Puromicina mAb de Coelho
ID do Gene	CAS:58-58-2
Imunogénio	Compostos químicos correspondentes à puromicina.
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécies
Envio	