


Rab4A Pab De Coelho Para Wb E Elisa - P20338

Número do item: CM0029379



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RAB4A validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta RAB4A em amostras humanas, de camundongo e de rato. O alvo é uma pequena GTPase que regula o tráfego de membrana intracelular e o transporte de proteínas. Ideal para estudos da via endossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RAB4A Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
Espécie	Humano
ID do Gene	5867 (humano)
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do RAB4A humano (NP_004569.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20338
Peso Proteico	24kDa
Envio	Saco de gelo