

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-C3Ar1 Para Wb, Elisa - Q16581

Número do item: CM0023058



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra C3AR1 humano, um receptor acoplado à proteína G para anafilatoxina C3a envolvido na quimiotaxia e inflamação. Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Útil para estudar sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C3AR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AZ3B; C3AR; HNFAG09; C3AR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	719
ID do Gene	719
Imunogénio	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do C3AR1 humano (NP_004045.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q16581
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo