

Anticorpo Policlonal Anti-Cdc42 De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P60953

Número do item: CM0017460



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CDC42 (Proteína homóloga de controle da divisão celular 42). Validado em WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a pequena GTPase que regula a dinâmica de actina, a polaridade celular e a migração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CDC42 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	998
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 118-191 do CDC42 humano (NP_001782.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60953
Peso Proteico	21kDa

Envio