

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd117/C-Kit Para Citometria De Fluxo - P05532

Número do item: CM0009637



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-mouse CD117/c-Kit conjugado com , validado para citometria de fluxo. Reage especificamente com CD117 de mouse, ideal para pesquisa de células-tronco hematopoiéticas, mastócitos e melanogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD117/c-Kit mAb
Observações/Apelido	W; Bs; Fdc; Ssm; SCO1; SCO5; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Espécie	Mouse
ID do Gene (Humano)	3815
ID do Gene	16590
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-523 do CD117/c-Kit de mouse (NP_001116205.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	P05532
Peso Proteico	22kDa/108kDa/109kDa
Envio	Saco de gelo