

Anticorpo Policlonal De Coelho Raptor Para Wb, Elisa - Q8N122

Número do item: CM0021515



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Raptor humano (componente do mTORC1). Validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de sensação de nutrientes e crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Raptor Rabbit pAb
Observações/Apelido	KOG1; Mip1; Raptor
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	57521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 888-1013 do Raptor humano (NP_065812.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N122
Peso da Proteína	149kDa
Envio	Saco de gelo