

Anticorpo Policlonico De Coelho Rbm20 Para Wb, Elisa - Q5T481

Número do item: CM0024330

introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho RBM20 validado para WB e ELISA, direcionado ao RBM20 humano, um regulador de splicing cardíaco. Ideal para pesquisa de doenças cardiovasculares. - Q5T481

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM20 Rabbit pAb
Espécie	Humano
ID do Gene	282996 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 820-980 do RBM20 humano (NP_001127835.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5T481
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Saco de gelo