


Rbx1 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - P62877

Número do item: CM0017939



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RBX1 humano (ROC1), validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a função das ligases de ubiquitina nas vias do ciclo celular e do reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RBX1 pAb de coelho
Observações/Alíás	ROC1; RNF75; BA554C12.1; RBX1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9978
GeneID	9978
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RBX1 humano (NP_055063.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	P62877
Peso da proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo