

Anticorpo Monoclonal De Coelho Rock2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075116

Número do item: CM0007098



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho ROCK2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta ROCK2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar o citoesqueleto de actina, polaridade celular e contração do músculo liso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho ROCK2 (mAb)
Observações/Apêndice	ROCK-II; ROCK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9475
ID do Gene	9475
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1289-1388 do ROCK2 humano (075116).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075116
Peso Molecular da Proteína	161kDa
Transporte	Em saco de gelo