

## Mab De Coelho Contra Sars-Cov-2 Spike Rbd (N501Y) Para Wb E Elisa - P0Dtc2

Número do item: CM0002707



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) de alta especificidade, validado para WB e ELISA. Adequado para o estudo de mecanismos de entrada viral e detecção de variantes em aplicações de pesquisa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de coelho contra SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y)                                                                                                  |
| Observações/Alias   | glicoproteína spike; SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y)                                                                                                  |
| Espécie             | SARS-CoV-2                                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano) | 43740568                                                                                                                                           |
| ID do Gene          | 43740568                                                                                                                                           |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 450-550 do SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) do coronavírus (YP_009724390.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | SARS-CoV-2                                                                                                                                         |
| SWISS               | P0DTC2                                                                                                                                             |
| Peso da Proteína    | 141KD                                                                                                                                              |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                       |