

Slc7A1 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30825

Número do item: CM0019516

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLC7A1 de alta qualidade para WB, IHC-P, ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Uso em pesquisa para estudos de transportadores de aminoácidos catiônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC7A1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ERR; ATRC1; CAT-1; HCAT1; REC1L; SLC7A1
Espécie	Humano
GeneID	6541
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 530-629 da SLC7A1 humana (NP_003036.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30825
Peso Proteico	68kDa
Envio	Bolsa de gelo