

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Tbx5 Para Wb, Elisa - Q99593

Número do item: CM0014911



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TBX5, um fator de transcrição da caixa T fundamental para o desenvolvimento cardíaco e a formação de membros. Adequado para WB e ELISA, reconhece TBX5 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em biologia do desenvolvimento e cardiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TBX5 pAb de coelho
Observações/Alias	HOS; TBX5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6910
ID do Gene	6910
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da TBX5 humana (NP_852259.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99593
Peso Proteico	58kDa
Envio	Bolsa de gelo