

Anticorpo Policlonico Tchh De Coelho Para Wb E Elisa - Q07283

Número do item: CM0022787

introdução

Anticorpo policlonico TCHH de coelho validado para WB e ELISA. Detecta Triohialina humana e de camundongo, uma proteína associada a filamentos intermediários de 254 kDa, crucial para a bainha interna do folículo piloso e a diferenciação epidérmica. Ideal para estudos de dermatologia e queratinização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TCHH Rabbit pAb
Observações/Apelidos	THH; THL; TRHY; UHS3; TCHH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7062
GeneID	7062
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-300 da TCHH humana (NP_009044.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q07283
Peso da Proteína	254 kDa
Envio	Saco de gelo