

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra TfpI Para Wb, Elisa - P10646

Número do item: CM0023491



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra TFPI de alta qualidade validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Alvo o inibidor da via do fator tecidual envolvido na coagulação sanguínea. Ideal para pesquisa e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TFPI Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EPI, TFI, LACI, TFPI1, TFPI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7035
GeneID	7035
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-224 do TFPI humano (NP_001027452.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10646
Peso Proteico	35kDa
Envio	Bolsa de gelo