

Anticorpo Policlonal De Coelho Tmem184A Para Wb E Elisa - Q6Zmb5

Número do item: CM0030846

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TMEM184A, adequado para Western blot e ELISA, detecta TMEM184A humano (SDMG1) e reage de forma cruzada com camundongo e rato. Receptor de heparina envolvido no transporte de vesículas. Ideal para estudos de biologia vascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho TMEM184A
Observações/Apelido	SDMG1; TMEM184A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	202915
ID do Gene	202915
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 324-413 do TMEM184A humano (NP_001091089.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZMB5
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo