


Anticorpo Monoclonal De Coelho Trka Para Wb, Elisa - P04629

Número do item: CM0005670



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho TrkA para WB e ELISA. Detecta o receptor tirosina quinase TrkA/NTRK1 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização neurotrófica e oncogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho TrkA
Observações/Apelido	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4914
GeneID	4914
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 697-796 do TrkA humano (P04629).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P04629
Peso Proteico	87kDa
Envio	Em saco de gelo