

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trka Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

Número do item: CM0020233



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade contra o receptor de NGF (TrkA), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para aplicações de pesquisa em neurociência e oncologia. UniProt: P04629.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TrkA pAb de coelho
Observações/Apelidos	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4914
GeneID	4914
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do TrkA humano (NP_002520.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P04629
Peso da proteína	87 kDa
Envio	Bolsa de gelo