


Anticorpo Policlonal De Coelho Trka Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04629

Número do item: CM0013346



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TrkA validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Tem como alvo o receptor de NGF de alta afinidade NTRK1. Ideal para pesquisa em neurobiologia, oncologia e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TrkA pAb de Coelho
Observações/Apelido	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TrkA
Espécie Alvo	Humano
ID do Gene	4914
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-796 do TrkA humano (NP_002520.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04629
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco com gelo