

Anticorpo Policlonal De Coelho Ube2K Para Wb, Elisa - P61086

Número do item: CM0013829



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade contra UBE2K humano (E2-25K, HIP2). Validado para Western blot e ELISA, é uma ferramenta essencial para pesquisa do sistema ubiquitina-proteassoma, estudos da doença de Huntington e análise de degradação associada ao retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho UBE2K (pAb)
Observações/Apelido	LIG; HIP2; HYPG; UBC1; E2-25K; UBE2K
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3093
ID do Gene	3093
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do UBE2K humano (NP_005330.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P61086
Peso Molecular da Proteína	22kDa
Envio	Em saco de gelo