

Anticorpo Policlonal De Coelho Ubiquityl-Histona H2A-K119 (P04908/P0C0S8) Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000075



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a histona H2A ubiquitilada na lisina 119 (UniProt P04908/P0C0S8). Adequado para Western blot e ELISA, com ampla reatividade de espécies (Humano, Rato, Camundongo e outras previstas). Ideal para pesquisas de epigenética e cromatina no desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ubiquityl-Histona H2A-K119 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HIST1H2AB; Ubiquityl-Histona H2A-K119
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H2A
GeneID	3012/8329
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo ubiquitinilado sintético em torno da K119 da HIST1H2AB humana (NP_734466.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco com gelo